

PHÄNOMENAL (R)EVOLUTIONÄR

Das Champions (R)Evolution® inkl. seines Shuttles (Einbringhilfe, chirurgische Verschlusschraube, Abformungstool, Gingivaformer in Einem) wird in der ersten Patientensitzung inseriert und abgeformt bzw. gescannt.

Nach zwei Monaten wird der Shuttle in seinem sterilen Implantatkörper durch das entsprechende Abutment (evtl. mit Krone zusammen) ausgetauscht.

Ein einzigartiger Workflow seit 2011.

100%  MADE
IN
GERMANY



Das ist das
Champions (R)Evolution



IMPLANTOLOGISCHE WORKSHOPS
DER FUTURE DENTAL ACADEMY
FÜR ZAHNÄRZT*INNEN UND ZFAS

Infos und Anmeldung online auf:
future-dental-academy.com



Servicenummer: 06734 91 40 80
champions-implants.com

CHAMPIONS 